


E 803

Innsats

for optimal plassering av øre- og nesespekula.



- 160 kamre á 13 x 13 mm
- Maskevidde bunn: 1,7 mm
- Kan settes i over- og underkurven

EAN: 4002516854715 / Materialnummer: 12670290 /
Gammelt materialnummer: 69580302D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Innsats for ØNH-instrumenter	•
Bruksområde	
Klargjøring av ØNH-instrumenter	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Antall kamre	160
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	63
Utvendig mål, nettobredde i mm	165
Utvendig mål, nettodybde i mm	317
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	132
Utvendig mål, bruttobredde i mm	233
Utvendig mål, bruttodybde i mm	484
Nettvekt i kg	0,80
Bruttvekt i kg	1,07