

A 620

Injektormodul

for optimal klargjøring av store laboratorieglass, med 10 injektorplasser.



- Kan utstyres individuelt med maks. 10 dyser
- For bruk i vognene A 503 og APLW 511
- Del av EasyLoad-systemet

EAN: 4002516853909 / Materialnummer: 12678100 /
Gammelt materialnummer: 69662001D

Produktkategori	
Store laboratorievaskemaskiner	•
SlimLine laboratoriemaskin for rengjøring av industrielle deler	•
Produkttilhørighet	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Innsats/modul for traghalsede glass	•
Innsats for ulike flasker	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Del av EasyLoad-systemet	•
Bruksområde	
Klargjøring av laboratorieglass	•
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	113
Utvendig mål, nettobredde i mm	133
Utvendig mål, nettodybde i mm	608
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	145
Utvendig mål, bruttbredde i mm	150
Utvendig mål, bruttdybde i mm	620
Nettovekt i kg	1,59
Bruttovekt i kg	1,82