

A 621

Injektormodul

for optimal klargjøring av store laboratorieglass, med 20 injektorplasser.



- Kan utstyres individuelt med maks. 20 dyser
- Kan settes i vogn A 503
- Del av EasyLoad-systemet

EAN: 4002516855125 / Materialnummer: 12678110 /
Gammelt materialnummer: 69662101D

Produktkategori	
Store laboratorievaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Innsats/modul for traghalsede glass	•
Innsats for ulike flasker	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Del av EasyLoad-systemet	•
Bruksområde	
Klargjøring av laboratorieglass	•
Kapasitet	
Traghalsede glass [antall]	20
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	113
Utvendig mål, nettobredde i mm	173
Utvendig mål, nettodybde i mm	608
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	170
Utvendig mål, bruttobredde i mm	208
Utvendig mål, bruttodybde i mm	645
Nettovekt i kg	1,93
Bruttovekt i kg	2,27