

E 975/2

Vogn

for optimal rengjøring av instrumenter på 2 nivåer.



- Utstyrt med en innebygd spylearm
- Magnetlist for automatisk vogngjenkjenning
- Begge nivåene har forskjellige plasseringsmål

EAN: 4002516853916 / Materialnummer: 12678470 /
Gammelt materialnummer: 69597504D

Produktkategori	
Store laboratorievaskemaskiner	•
Rengjørings- og desinfeksjonsanlegg, brann- og redningstjenesten	•
Produkttilhørighet	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Vogn for innsatser	•
Vogn for plassering av instrumentrister	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av laboratorieglass	•
Klargjøring av OP-instrumenter	•
Kapasitet	
DIN-instrumentrister [antall]	6
SPRI-instrumentrister [antall]	4
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	426
Utvendig mål, nettobredde i mm	636
Utvendig mål, nettodybde i mm	790
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	790
Utvendig mål, bruttbredde i mm	715
Utvendig mål, bruttodybde i mm	860
Nettovekt i kg	11,40
Bruttovekt i kg	28,60
Tilbehørspakke	
Magnetlist for automatisk vogngjenkjenning (inkl. magneter) [antall]	1