

E 980
Adapter
for optimal plassering av lange hule instrumenter.



- Mulighet for plassering av lange hule instrumenter
- Innskruing av ulike dyser og Luer-Lock-adaptore er mulig

EAN: 4002516853879 / Materialnummer: 12678480 /
Gammelt materialnummer: 69598002D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Annet tilbehør	•
Bruksområde	
Klargjøring av hule instrumenter	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Mål og vekt	
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	12
Utvendig mål, bruttbredde i mm	80
Utvendig mål, bruttodybde i mm	120
Nettvekt i kg	0,05
Bruttovekt i kg	0,05