

A 622

Injektormodul

for optimal klargjøring av store laboratorieglass, med 36 injektorplasser.



- Kan utstyres individuelt med maks. 36 dyser
- Kan settes i vogn A 503
- Del av EasyLoad-systemet

EAN: 4002516854531 / Materialnummer: 12678490 /
Gammelt materialnummer: 69662201D

Produktkategori	
Store laboratorievaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Innsats/modul for traghalsede glass	•
Innsats for ulike flasker	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Del av EasyLoad-systemet	•
Bruksområde	
Klargjøring av laboratorieglass	•
Kapasitet	
Traghalsede glass [antall]	36
Flasker [antall]	36
Rundkolber [antall]	36
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	113
Utvendig mål, nettobredde i mm	204
Utvendig mål, nettodybde i mm	608
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	145
Utvendig mål, bruttobredde i mm	222
Utvendig mål, bruttodybde i mm	629
Nettvekt i kg	2,22
Bruttvekt i kg	2,60