

A 602

Modul

for optimal klargjøring av instrumenter fra robotassistert kirurgi.



- Egnet for 8 instrumenter, nyeste serie (Xi)

EAN: 4002516843108 / Materialnummer: 12678550 /
Gammelt materialnummer: 69660202D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Modul/holder for robotinstrumenter	•
Bruksområde	
Klargjøring av robotinstrumenter	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Kapasitet	
Robotinstrumenter [antall]	8
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	303
Utvendig mål, nettobredde i mm	555
Utvendig mål, nettodybde i mm	318
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	353
Utvendig mål, bruttobredde i mm	354
Utvendig mål, bruttodybde i mm	590
Nettovekt i kg	5,15
Bruttovekt i kg	6,39