

FP 900

Sokkel

inkl. bunnpanne og åpninger for avløpsinstallasjoner.



- Egnet for produkter med 2 dører og med en bredde på 900 mm
- Rammer med innebygd oppsamlingsbeholder av rustfritt stål
- Egnet for produkter med avløpsventil eller avløpspumpe

EAN: 4002516854548 / Materialnummer: 12678670 /

Gammelt materialnummer: 69253010D

Produktkategori	
Store laboratorievaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
PLW 8616	•
Produktkategori	
Sokkel	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	100
Utvendig mål, nettobredde i mm	900
Utvendig mål, nettodybde i mm	990
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	155
Utvendig mål, bruttobredde i mm	935
Utvendig mål, bruttodybde i mm	1040
Nettovekt i kg	25,80
Bruttovekt i kg	27,80