

A 808

Plassering

for optimal klargjøring av instrumenter fra robotassistert kirurgi.



- For spesialinstrumenter, kirurgiske klemmer (Xi)

EAN: 4002516853886 / Materialnummer: 12680130 /
Gammelt materialnummer: 69680802D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Modul/holder for robotinstrumenter	•
Bruksområde	
Klargjøring av robotinstrumenter	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Kapasitet	
Robotinstrumenter [antall]	1
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	50
Utvendig mål, nettobredde i mm	145
Utvendig mål, nettodybde i mm	159
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	76
Utvendig mål, bruttobredde i mm	164
Utvendig mål, bruttodybde i mm	244
Nettovekt i kg	0,21
Bruttovekt i kg	0,31