

UGT 44-60/85

Lukket sokkel, med dør

for ergonomisk riktig arbeidsstilling ved innsetting og tømning av maskinen.



- Tilbyr muligheten for oppbevaring av f.eks. prosesskjemikalier

EAN: 4002516854906 / Materialnummer: 12680260 /
Gammelt materialnummer: 69506002D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Sokkel	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Mål og vekt	
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	468
Utvendig mål, bruttbredde i mm	568
Utvendig mål, bruttodybde i mm	610
Nettovekt i kg	18,20
Bruttovekt i kg	19,80