

TC 900

Toppforblending

for 900 mm brede produkter uten dampkondensator eller tørkeaggregat.



- Inkludert servicedør som kan låses
- Forblending mot taket må settes opp på stedet

EAN: 4002516854524 / Materialnummer: 12680680 /
Gammelt materialnummer: 69252006D

Produktkategori	
Store laboratorievaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
Produktkategori	
Deksel	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	840
Utvendig mål, nettobredde i mm	845
Utvendig mål, nettodybde i mm	1045
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	990
Utvendig mål, bruttbredde i mm	860
Utvendig mål, bruttodybde i mm	1200
Nettovekt i kg	48,90
Bruttovekt i kg	63,90