

MC/2

Tilførselsvogn

høydejusterbar, for inn- og utlasting av rengjørings- og desinfeksjonsautomater.



- Utstyrt med 4 hjul, derav 2 låsbare
- 2 lagernivåer (trauformet), samt håndtak og dokkingrampe

EAN: 4002516853855 / Materialnummer: 12680970 /

Gammelt materialnummer: 69200113D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Oppbevarings-/transportsystem	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	1003
Utvendig mål, nett bredde i mm	600
Utvendig mål, nett dybde i mm	805
Utvendig mål, brutt høyde i mm	1210
Utvendig mål, brutt bredde i mm	800
Utvendig mål, brutt dybde i mm	1200
Nettvekt i kg	18,00
Bruttvekt i kg	47,80