

MT

Transportvogn

for inn- og utlasting av rengjørings- og desinfeksjonsautomater.



- Til oppbevaring og transport av kurver og innsatser
- Inndelt i 4 nivåer, som kan justeres med 102,5 mm
- Kan transporteres på 4 låsbare hjul
- Lastdimensjoner 549 x 599 mm

EAN: 4002516854159 / Materialnummer: 12681000 /

Gammelt materialnummer: 69200114D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Oppbevarings-/transportsystem	•
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	1985
Utvendig mål, nett bredde i mm	662
Utvendig mål, nett dybde i mm	616
Utvendig mål, brutt høyde i mm	920
Utvendig mål, brutt bredde i mm	775
Utvendig mål, brutt dybde i mm	2001
Nettovekt i kg	23,00
Bruttovekt i kg	37,60