

A 307

Innsats

for optimal plassering av 20 OP-sko, opptil størrelse 44.



- Egnet for 20 OP-sko
- Med 265 mm lange holdere hver
- Til bruk i tom underkurv (lafette) A 151
- Klargjøring av OP-sko opptil størrelse 48 er mulig

EAN: 4002516854975 / Materialnummer: 12683150 /
Gammelt materialnummer: 69630701D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Innsats for OP-sko	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av OP-sko	•
Kapasitet	
OP-sko [antall]	20
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	279
Utvendig mål, nettobredde i mm	390
Utvendig mål, nettodybde i mm	360
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	290
Utvendig mål, bruttbredde i mm	396
Utvendig mål, bruttdybde i mm	480
Nettovekt i kg	1,52
Bruttovekt i kg	2,01