


A 308

Innsats

for optimal plassering av 34 innleggssåler for OP-sko.



- Egnet for opptil 34 innleggssåler
- Til bruk i tomme over- og underkurver

EAN: 4002516855415 / Materialnummer: 12683170 /  
Gammelt materialnummer: 69630801D

| Produktkategori                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin | •              |
| Produkttilhørighet                              |                |
| PG 8562                                         | •              |
| PG 8582                                         | •              |
| PG 8582 CD                                      | •              |
| PG 8592                                         | •              |
| PWD 8682                                        | •              |
| PWD 8682 CD                                     | •              |
| PWD 8692                                        | •              |
| Produktkategori                                 |                |
| Innsats for OP-sko                              | •              |
| Produktegenskaper                               |                |
| Material                                        | Rustfritt stål |
| Farge                                           | Rustfritt stål |
| Bruksområde                                     |                |
| Klargjøring av OP-sko                           | •              |
| Mål og vekt                                     |                |
| Utvendig mål, nettohøyde i mm                   | 71             |
| Utvendig mål, nettobredde i mm                  | 475            |
| Utvendig mål, nettodybde i mm                   | 445            |
| Utvendig mål, bruttohøyde i mm                  | 270            |
| Utvendig mål, bruttbredde i mm                  | 525            |
| Utvendig mål, bruttdybde i mm                   | 540            |
| Nettovekt i kg                                  | 1,14           |
| Bruttovekt i kg                                 | 2,00           |