

A 500

Vogn

med 1 nivå til rengjøring av laboratorieglass og utensiler.



- For plassering av innsatser og instrumentrister
- Med A 603 kan utvides til 2 nivåer

EAN: 4002516855026 / Materialnummer: 12684430 /
Gammelt materialnummer: 69650002D

Produktkategori	
Store laboratorievaskemaskiner	•
Rengjørings- og desinfeksjonsanlegg, brann- og redningstjenesten	•
Produkttilhørighet	
PLW 8615	•
PLW 8615 [Sikkerhet]	•
PLW 8616	•
PLW 8616 [Safety]	•
PLW 8617	•
PLW 8617 [Safety]	•
Produktkategori	
Vogn for innsatser	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Bruksområde	
Klargjøring av laboratorieglass	•
Kapasitet	
DIN-instrumentrister [antall]	3
SPRI-instrumentrister [antall]	2
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	153
Utvendig mål, nettobredde i mm	650
Utvendig mål, nettodybde i mm	790
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	190
Utvendig mål, bruttbredde i mm	655
Utvendig mål, bruttodybde i mm	810
Nettovekt i kg	6,02
Bruttovekt i kg	7,36