

A 503

Vogn

uten nivåer, til rengjøring av laborateglass/-instrumenter.



- For plassering av moduler og innsatser
- Avhengig av høyde kan det plasseres opptil 6 moduler
- Øvre list samt øvre stang kan tas av

EAN: 4002516854784 / Materialnummer: 12685380 /  
Gammelt materialnummer: 69650302D

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Produktkategori</b>          |                            |
| Store laborativaskemaskiner     | •                          |
| <b>Produkttilhørighet</b>       |                            |
| PLW 8615                        | •                          |
| PLW 8616                        | •                          |
| PLW 8617                        | •                          |
| <b>Produktkategori</b>          |                            |
| Vogn med modulkobling           | •                          |
| <b>Produktegenskaper</b>        |                            |
| Material                        | Rustfritt stål, Kunststoff |
| Farge                           | Rustfritt stål, Svart      |
| <b>Bruksområde</b>              |                            |
| Klargjøring av laborateglass    | •                          |
| <b>Mål og vekt</b>              |                            |
| Utvendig mål, nett høyde i mm   | 433                        |
| Utvendig mål, nett bredde i mm  | 790                        |
| Utvendig mål, nett dybde i mm   | 650                        |
| Utvendig mål, brutt høyde i mm  | 790                        |
| Utvendig mål, brutt bredde i mm | 715                        |
| Utvendig mål, brutt dybde i mm  | 860                        |
| Nettvekt i kg                   | 11,40                      |
| Bruttvekt i kg                  | 22,20                      |