

A 505

Vogn

med 3 nivåer til rengjøring av laborateglass og instrumenter.



- For plassering av innsatser og instrumentrister

EAN: 4002516854678 / Materialnummer: 12685400 /
Gammelt materialnummer: 69650501D

Produktkategori	
Store laborativaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Vogn for innsatser	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Bruksområde	
Klargjøring av laborateglass	•
Klargjøring av instrumentrister	•
Klargjøring av diverse utensiler	•
Kapasitet	
DIN-instrumentrister [antall]	9
SPRI-instrumentrister [antall]	6
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettø høyde i mm	543
Utvendig mål, nettø bredde i mm	650
Utvendig mål, nettø dybde i mm	790
Utvendig mål, brutto høyde i mm	790
Utvendig mål, brutto bredde i mm	715
Utvendig mål, brutto dybde i mm	860
Nettovekt i kg	15,60
Bruttovekt i kg	26,40