

A 506

Vogn

med 4 nivåer til rengjøring av laboratorieglass og instrumenter.



- For plassering av innsatser og instrumentrister

EAN: 4002516855200 / Materialnummer: 12686270 /
Gammelt materialnummer: 69650601D

Produktkategori	
Store laboratorievaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Vogn for innsatser	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Bruksområde	
Klargjøring av laboratorieglass	•
Klargjøring av instrumentrister	•
Klargjøring av diverse utensiler	•
Kapasitet	
DIN-instrumentrister [antall]	12
SPRI-instrumentrister [antall]	8
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	555
Utvendig mål, nettobredde i mm	650
Utvendig mål, nettodybde i mm	790
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	715
Utvendig mål, bruttobredde i mm	800
Utvendig mål, bruttodybde i mm	860
Nettvekt i kg	19,16
Bruttvekt i kg	29,96