

A 600

Modul

for optimal klargjøring av instrumenter fra robotassistert kirurgi.



- Egnet for 6 instrumenter, eldre serie (S / Si)

EAN: 4002516854562 / Materialnummer: 12686280 /
Gammelt materialnummer: 69660002D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Modul/holder for robotinstrumenter	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av robotinstrumenter	•
Kapasitet	
Robotinstrumenter [antall]	6
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	265
Utvendig mål, nettobredde i mm	573
Utvendig mål, nettodybde i mm	318
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	355
Utvendig mål, bruttbredde i mm	360
Utvendig mål, bruttdybde i mm	600
Nettovekt i kg	5,07
Bruttovekt i kg	5,63