

PG 8597

Pendel-kalkfilter

for uttak av bløtt vann ved vannhardheter på opptil 40 ° dH.



- Kapasitet: kontinuerlig 19 l/min, maks. 30 l/min
- Frittstående maskin med hjul, kan fylles ovenfra
- 1 beholder for 20 kg salt, 2 beholdere for 4,5 l harpiks
- Mengdestyrt tokammersystem, drift uten strøm
- Maskinen har en vanntilkobling

EAN: 4002516860372 / Materialnummer: 12687200 /
Gammelt materialnummer: 69859702D

Produktkategori	
Oppvaskmaskiner tank	•
Laboratorievaskemaskiner	•
Store laboratorievaskemaskiner	•
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PTD 704	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategori	
Vannbehandling	•
Produktegenskaper	
Material	Kunststoff
Farge	hvit
Mål og vekt	
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	680
Utvendig mål, bruttbredde i mm	390
Utvendig mål, bruttdybde i mm	380
Nettovekt i kg	18,60
Bruttovekt i kg	19,00