

DOS 60/30

Doseringspumpe

for dosering av flytende, nøytrale/alkaliske midler.



- For dosering av flytende rengjøringsmiddel
- For dosering av kjemisk desinfeksjonsmiddel
- Ettermontering via Miele serviceavdeling

EAN: 4002516854463 / Materialnummer: 12687820 /

Gammelt materialnummer: 69225010D

Produktkategori	
Store laboratorievaskemaskiner	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7825	•
G 7826	•
Produktkategori	
Doseringsystem	•
Produktegenskaper	
Strømningshastighet ml/60 sek.	120
Lengde på sugelansen i mm	333
Mål og vekt	
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	165
Utvendig mål, bruttbredde i mm	205
Utvendig mål, bruttdybde i mm	486
Nettovekt i kg	0,85
Bruttovekt i kg	1,26