

ADP 86

Modul

med ekstern trykkøkningspumpe for demineralisert vann uten trykk.



- For å utjevne lavt trykk på oppstillingsstedet med demineralisert vann

EAN: 4002516873969 / Materialnummer: 12711800 /
Gammelt materialnummer: 69224100D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
Produktkategori	
Tilbehør for maskiner som kan plasseres under benk	•
Annet tilbehør	•
Produktegenskaper	
Material	Kunststoff, Rustfritt stål
Farge	hvit
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	1
Nullleder	N
AC/DC	AC
Spennings i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Totaltilkobling i kW	0,25
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	235
Utvendig mål, nettobredde i mm	180
Utvendig mål, nettodybde i mm	300
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	320
Utvendig mål, bruttbredde i mm	210
Utvendig mål, bruttdybde i mm	390
Nettovekt i kg	7,38
Bruttovekt i kg	8,23