

APWD 332 Instrumentbrett flat, med 5 silikonstenger.



- Stor hull slik at alle deler nås under skylling
- Ideell plassering & fiksering av instrumentene i brettet
- Åpnes/lukkes med én hånd
- Egnet for sterilgodscontainer APWD 334
- Mål: 273 x 176 x 30 mm

EAN: 4002516910022 / Materialnummer: 12752360 /
Gammelt materialnummer: 69633200D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Store termodesinfektorer, dental	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Bordautoklaver	•
Produkttilhørighet	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 C	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Instrumenttrister	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Silikon
Farge	Rustfritt stål, Gul
Bruksområde	
Klargjøring av oftalmologiske instrumenter	•
Klargjøring av ØNH-instrumenter	•
Klargjøring av dentalinstrumenter	•
Klargjøring av VET-instrumenter	•
Klargjøring av fotterapiinstrumenter	•
Klargjøring av OP-instrumenter	•
Klargjøring av hule instrumenter	•
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	30
Utvendig mål, nettobredde i mm	176
Utvendig mål, nettodybde i mm	273
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	45
Utvendig mål, bruttbredde i mm	245
Utvendig mål, bruttdybde i mm	290
Nettovekt i kg	0,53
Bruttovekt i kg	0,55