

APWD 334

Sterilbeholder

for lasting av instrumentrister, enten 1 x APWD 331 eller 1 x APWD 332.



- Bakteriesikker lukking av lokket
- Rask & kontamineringsfri fjerning av lokket ved sterilisering
- Hurtigutløsende filterholder for enkelt bytte av permanent filter
- Kan stables ved behov for mer plass
- Mål: 312 x 190 x 46 mm

EAN: 4002516910039 / Materialnummer: 12752500 /

Gammelt materialnummer: 69633400D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Bordautoklaver	•
Produkttilhørighet	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Oppbevarings-/transportsystem	•
Sterile containere	•
Produktegenskaper	
Material	Aluminium
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av oftalmologiske instrumenter	•
Klargjøring av ØNH-instrumenter	•
Klargjøring av dentalinstrumenter	•
Klargjøring av VET-instrumenter	•
Klargjøring av fotterapiinstrumenter	•
Klargjøring av OP-instrumenter	•
Klargjøring av hule instrumenter	•
Kapasitet	
DIN-instrumentrister [antall]	1
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	46
Utvendig mål, nett bredde i mm	190
Utvendig mål, nett dybde i mm	312
Utvendig mål, brutt høyde i mm	50
Utvendig mål, brutt bredde i mm	190
Utvendig mål, brutt dybde i mm	320
Nettovekt i kg	0,89
Bruttovekt i kg	0,99