

APWD 335

Sterilbeholder

for plassering at ett instrumentbrett APWD 333.



- Bakteriesikker lukking av lokket
- Rask & kontamineringsfri fjerning av lokket ved sterilisering
- Hurtigutløsende filterholder for enkelt bytte av permanent filter
- Kan stables ved behov for mer plass
- Mål: 312 x 190 x 65 mm

EAN: 4002516909668 / Materialnummer: 12752580 /
Gammelt materialnummer: 69633500D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Bordautoklaver	•
Produkttilhørighet	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Oppbevarings-/transportsystem	•
Sterile containere	•
Produktegenskaper	
Material	Aluminium
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av oftalmologiske instrumenter	•
Klargjøring av ØNH-instrumenter	•
Klargjøring av dentalinstrumenter	•
Klargjøring av VET-instrumenter	•
Klargjøring av fotterapiinstrumenter	•
Klargjøring av OP-instrumenter	•
Klargjøring av hule instrumenter	•
Kapasitet	
DIN-instrumentrister [antall]	1
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	65
Utvendig mål, nett bredde i mm	190
Utvendig mål, nett dybde i mm	312
Utvendig mål, brutt høyde i mm	70
Utvendig mål, brutt bredde i mm	190
Utvendig mål, brutt dybde i mm	320
Nettovekt i kg	0,94
Bruttovekt i kg	1,05