

APWD 336
Permanent filter
for opptil 1000 sykluser.



- Oppnår gode tørkeresultater i beholderen
- Motstandsdyktig med lang levetid
- 2 stk. per pakke
- Til bruk i APWD 334 og APWD 335

EAN: 4002516909903 / Materialnummer: 12752660 /
Gammelt materialnummer: 69633600D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Bordautoklaver	•
Produkttilhørighet	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Permanente filtre	•
Bruksområde	
Klargjøring av oftalmologiske instrumenter	•
Klargjøring av ØNH-instrumenter	•
Klargjøring av dentalinstrumenter	•
Klargjøring av VET-instrumenter	•
Klargjøring av fotterapiinstrumenter	•
Klargjøring av OP-instrumenter	•
Klargjøring av hule instrumenter	•
Produktegenskaper	
Material	Kunststoff
Farge	hvit
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettø høyde i mm	215
Utvendig mål, nettobredde i mm	94
Utvendig mål, bruttø høyde i mm	15
Utvendig mål, bruttobredde i mm	255
Utvendig mål, bruttø dybde i mm	255
Nettø vekt i kg	0,08
Bruttø vekt i kg	0,17