

APWD 337

Holder

for identifiseringsskilt med en størrelse på 56 x 18 mm.



- For bruk på APWD 331, APWD 332 og APWD 333 instrumentkassetter

EAN: 4002516910015 / Materialnummer: 12752730 /
Gammelt materialnummer: 69633700D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Store termodesinfektorer, dental	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Bordautoklaver	•
Produkttilhørighet	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Holder for instrumenttrister	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av oftalmologiske instrumenter	•
Klargjøring av ØNH-instrumenter	•
Klargjøring av dentalinstrumenter	•
Klargjøring av VET-instrumenter	•
Klargjøring av fotterapiinstrumenter	•
Klargjøring av OP-instrumenter	•
Klargjøring av hule instrumenter	•
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	56
Utvendig mål, nettobredde i mm	18
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	12
Utvendig mål, bruttbredde i mm	80
Utvendig mål, bruttodybde i mm	120
Nettovekt i kg	0,00
Bruttovekt i kg	0,01