

Guard L1 Red Pulse

Gulvstøvsugere

kraftig | premium design | praktisk rengjøring med 2-i-1-munnstykke



- ComfortFit: Utviklet for de høyeste hygienestandarder
- Robust: Testet for en levetid tilsvarende 20 års* bruk
- Optimal effekt for alle rengjøringsoppgaver: 4 valgbare moduser
- Individuell innstilling av høyden og ergonomisk Comfort-håndtak
- Premium designkonsept med stilige applikasjoner
- Økt rekkevidde, færre stikkontaktbytter: 12 m aksjonsradius
- TwoInOne møbel- og fugemunnstykkefor komfortabel rengjøring uten kontaktbytte
- AirClean-filter: effektiv filtrering for ren romluft

* Under utviklingsfasen av den annonserte støvsugerserien Guard testet Miele modeller og kjernekomponenter gjennom 750 timers bruk (= 37,5 timer pr.år.) i ulike effektrinns. Mer:

miele.com/20years

EAN: 4002516907930 / Materialnummer: 12851750 /
Gammelt materialnummer: 41UDFO44NE

Konstruksjon	
Støvsuger med støvpose	•
Produktmerke	Guard L1
Motorvariant	PowerLine
Produkttype	SUDFO
Design	
Farge	Rubinrød Velvet
Betjeningskomfort	
Elektronisk effektregulering	Fottaster +/-
Effektvisning med lys	•
Parkeringsystem for pauser	•
Parkeringsystem til å sette den fra seg	På begge sider
Comfort-kabelinntrekk	•
Comfort-håndtak 2.0	•
Mobilitet	
Hjul med stålakser som er skånsomme mot gulvet	•
4-punktsstyring	•
Aksjonsradius i m	12
Kabellengde i m	8,5
Filtersystem	
Støvposetype	HyClean Pure TU
Støvposevolum i l	3,5
Indikator for utskifting av støvpose	•
Utblåsningsfilter	AirClean-filter
Motorbeskyttelsesfilter	•
Sikkerhet	
Låsesystem for gulvmunnstykke og håndtak	•
Automatisk støvposeposisjonering	•
Beskyttelseslist for møbler	•
Tekniske data	
Effekt	890
Lydstyrke i dB	75,0
Bredde i mm	500
Høyde i mm	239
Dybde i mm	28,80
Vekt i kg	6,6
Vedlagt tilbehør	
Tilbehørsholder	integrert
Møbelmunnstykke	•
Fugemunnstykke	•
Håndbørste	•
Gulvmunnstykke SBD 365-3	•
SBD AllFloor verdikupong	•
HyClean Pure TU-støvsugerposer	•
Verdikupong for HyClean Pure TU	•