

E 315/1

Demineralisert engangsharpiks

for regenerering av patroner for totalavsalting



- For bruk i LP 2800/1 tom patron
- 20 l homogent blandet harpiks
- Kartong med 2 x 10 l poser
- Vakuumert i plastposer
- Vedlagt filterpose for utskiftning

EAN: 4002516957515 / Materialnummer: 12945010 /

Gammelt materialnummer: 69431502D

Produktkategori	
Oppvaskmaskiner friskvann	•
Oppvaskmaskiner tank	•
Oppvaskmaskiner tank, gjennomgående	•
Laboratoriemaskiner	•
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•

E 315/1

Demineralisert engangsharpiks

for regenerering av patroner for totalavsalting



EAN: 4002516957515 / Materialnummer: 12945010 /

Gammelt materialnummer: 69431502D

PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PWD 8682	•
PWD 8682 C	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Vannbehandling	•
Mål og vekt	
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	285
Utvendig mål, bruttbredde i mm	260
Utvendig mål, bruttodybde i mm	440
Nettovekt i kg	13,77
Bruttovekt i kg	14,27