

GP MI X 0011 W

Lavetă microf. multif., cant. 1

Pentru rezultate optime de curățare și o utilizare în siguranță.

EAN: 4002514299204 / Numărul materialului: 07006550 /
Vechi Numărul materialului: 22996171EU1



- Extrem de rezistent la rupere și solid
- Performanțe ridicate, mulțumită microfibrelelor împletite fin
- Se poate utiliza uscat sau umed, cu sau fără soluție de curățare
- Lavabil până la 60° C de până la 500 de ori
- Îngrijire optimă pentru fiabilitate și o durată mare de utilizare