

DGG 20

Recipient de gătit la aburi fără perforații

pt.preparare în suc propriu, în tocănițe sau apă (de ex., orezul sau pastele).

EAN: 4002515060650 / Numărul materialului: 08246340 /
Vechi Numărul materialului: 23996112D



- Capacitate: 2.4 l, capacitate utilă: 1.8 l
- Dimensiuni exterioare l x Ad x H: 450 x 190 x 40 mm
- Fabricat din inox tratat, cu grosimea peretelui de 0,6 mm
- Accesorii profesionale, fabricate în Europa
- Făcut să se potrivească cuptoarelor combi cu abur Miele