

HBB 51

Tavă de copt Miele originală  
cu finisaj PerfectClean.

EAN: 4002515261224 / Numărul materialului: 09519690 /  
Vechi Numărul materialului: 22996244D



- Pentru biscuiți, checuri și alte prăjituri
- Se introduce în FlexiClips sau direct în grilajele laterale
- Antiaderent – nu necesită hârtie de copt sau ungere
- Curățare deosebit de ușoară mulțumită finisajului PerfectClean
- Pt. vers. de 56 l ale aparatelor din gen. H 2000
- Dimensiuni: 41,5 cm x 34,95 cm x 2,2 cm