

GP CL DGC 251 L

DGClean 250 ml

pentru rezultate perfecte de curățare cu un cuptor combi cu aburi.

EAN: 4002515604502 / Numărul materialului: 10172710 /
Vechi Numărul materialului: 23996125EU1



- Capacitate mare de tăiere a grăsimii fără acumulare de mirosuri
- Curățare fără efort datorită aderenței superioare
- Aderență perfectă chiar și pe suprafețe verticale
- Păstrați alimentele în siguranță
- Îngrijire optimă pentru fiabilitate și o durată mare de utilizare