

GP CL KM 0252 L

Agent de curățare vitroceramică și inox , 250 ml

Pentru rezultate optime de curățare și o utilizare în siguranță.

EAN: 4002515606056 / Numărul materialului: 10173130 /
Vechi Numărul materialului: 22996291EU2



- Cel mai bun produs de pe piață – Câștigătorul testului în Elveția
- Îndepărtează puternic grăsimea, reziduurile arse și urmele de apă
- Lasă un strat protector care ușurează curățarea viitoare
- Curățare blândă, mulțumită formulei cu cristale fine
- A nu se utiliza cu aparatele cu CleanSteel sau Perfect clean
- Îngrijire optimă pentru fiabilitate și o durată mare de utilizare