

NB TD 0011

Container de umplere 1

pt. distribuirea detergentilor obișnuiți în mașini de spălat cu tehn. TwinDos.

EAN: 4002515631768 / Numărul materialului: 10223070 /  
Vechi Numărul materialului: 11997091D



- Recipient transparent cu capacitatea de 1,5 l
- Poate fi umplut cu detergent lichid sau balsam de rufe
- Pentru clătirea celor două conducte de dozare TwinDos
- Pentru modelele Miele W1 TwinDos selectate