

NB TD 0021

Container de umplere 2

pt. distribuirea detergentilor obișnuiți în mașini de spălat cu tehn. TwinDos.

EAN: 4002515631775 / Numărul materialului: 10223120 /
Vechi Numărul materialului: 11997092D



- Recipient transparent cu capacitatea de 1,5 l
- Poate fi umplut cu detergent lichid sau balsam de rufe
- Pentru clătirea celor două conducte de dozare TwinDos
- Pentru modelele Miele W1 TwinDos selectate