

GS CL 1003 P

Detergent pudră DishPowder pentru mașina de spălat vase, 1 kg
pt.performanțe de curățare optime, cu distribuirea individuală a detergentului.

EAN: 4002515773413 / Numărul materialului: 10528500 /
Vechi Numărul materialului: 21995508EU1



- Cu oxigen activ pentru o curățenie completă
- Cu enzime super-active – eficiență chiar și la temperaturi reduse
- Cu formulă de protejare a sticlei pentru a preveni coroziunea
- Foarte economic – pentru aproximativ 70 de cicluri
- O spălare perfectă a vaselor. Cu Miele.