

GS CL 3403 P

Set de distribuire a detergentului pudră
cu 3,4 kg de pudră și dispenser integrat.

EAN: 4002515773437 / Numărul materialului: 10528530 /
Vechi Numărul materialului: 21995509EU1



- Cu oxigen activ pentru o curățenie completă
- Cu super-enzime — eficiență chiar și la temp. de clătire reduse
- Cu formulă de protejare a sticlei pentru a preveni coroziunea
- Foarte economic – pentru aproximativ 240 de cicluri
- O spălare perfectă a vaselor. Cu Miele.