

CJ Jug 1,0l
Flacon vacuum 1,0 l
pentru espressoare Miele CVA și CM cu funcție de ceașcă de cafea.

EAN: 4002515841990 / Numărul materialului: 10694310 /
Vechi Numărul materialului: 29992617EU1



- Infuzare directă, fără transfer de la espressoare la vas
- Oțel inoxidabil lustruit, de înaltă calitate
- Curățare simplă, grație capacului complet detașabil
- Izolator TopTherm indestructibil, umplut în vid
- Capac glisant Aroma comod