


DMK 150-1  
Cutie de perete  
pentru ventilare sau aerisire.

EAN: 4002516210481 / Numărul materialului: 11258630 /  
Vechi Numărul materialului: 28996406D



- Kit aerisire montat pe perete, Ø 150 mm, pt. aerisirea hotelor
- Izolare căldură – aerul rece nu poate pătrunde în conducte
- Energie – uşă clapetă testată, adecvată pt. economii de energie

DMK 150-1  
Cutie de perete  
pentru ventilare sau aerisire.



DMK150, DMK150-1 wall vent kit (installation drawing)