

DGG 50-120

Recipient de gătit la aburi fără perforații

Pentru cuptoare cu aburi DG 7000 și DGM 6000/7000 cu microunde .

EAN: 4002516244578 / Numărul materialului: 11323320 /
Vechi Numărul materialului: 23996130EU1



- de ex. paste, orez, supe și ghiveci
- Pentru prepararea alimentelor în sos, suc propriu sau apă
- Capacitate: 5,5 l
- lățime x adâncime x înălțime: 375 x 197 x 120 mm
- Necompatibil cu operarea microundelor!