

KSB 70

Cutie organizare PerfectFresh  
pentru depozitarea ordonată a alimentelor în frigider.

EAN: 4002516467496 / Numărul materialului: 11779620 /  
Vechi Numărul materialului: 36996113EU1



- Fabricat din material plastic transparent de calitate superioară
- Servește ca depozitare flexibilă și bine organizată
- Poate fi mutat în lateral în compartimentul PerfectFresh
- Ideal pt alimente predispuse strivirii, de ex. fructele de pădure
- Ideal pentru sertarul K 7000 PerfectFresh Active și Pro