

KKF-FS

Set starter pentru filtru Active AirClean.
previne mirosurile neplăcute în frigider.

EAN: 4002516468165 / Numărul materialului: 11882380 /
Vechi Numărul materialului: 36996049EU1



- Pentru stocare optimă a alimentelor, fără miros
- Comb.inovatoare de ingrediente active: cărbune activ cu chitosan
- Conține bandă de prindere, carcasă și 2 filtre Active AirClean
- Înlocuiți numai cele două filtre (nr. cod 07236280)
- Înlocuire recomandată: aproximativ la fiecare 6 luni