

WA UC 1501 L

Detergent lichid UltraColor, 1,5 l

detergent lichid pentru culori f. eficient și articole de cul. închisă/neagră.

EAN: 4002516531586 / Numărul materialului: 11979420 /
Vechi Numărul materialului: 11997231EU9



- Îndepărtare excelentă a petelor, chiar și la temperaturi scăzute
- Conține 7 enzime pentru curățenie perfectă
- Sticle fabricate din 100 % plastic reciclat – ecologic
- ColorProtect pentru intensitate de durată a culorilor
- Nu conțin particule de microplastic și sunt biodegradabile
- Miele Aqua: o aromă reconfortant de naturală