

Boost CX1 125 Gala Edition
Aspiratoare cilindrice fără sac
pentru putere maximă de extragere într-un design compact.



- Aplicații adaptabile – duză universală pentru pardoseală
- Reține și cele mai mici particule – filtrul Hygiene AirClean
- Regl. foarte confort. înălț., grație tubului telescopic Comfort.
- Fiți tot timpul pe fază datorită TrackDrive
- Performanță de curățare intensă datorită tehnologiei vortex

EAN: 4002516742975 / Numărul materialului: 12434020 /
Vechi Numărul materialului: 41NRF337SEE

Informații generale	
Identificator de model	Boost CX1 125 Gala Edition
Număr material producător	12434020
Număr EAN	4002516742975
Tip construcție	
Aspirator fără sac	•
Marcă produs	Boost CX1
Tip motor	PowerLine
Tip produs	SNRF3
Tipul și designul construcției	
Culoare	Negru obsidian
Curățare	
Tehnologie Vortex	•
Confortul utilizatorului	
Control electronic al puterii de aspirare	buton rotativ cu 4 trepte
Mâner confortabil	•
Tub de aspirare	Tub telescopic Comfort
Sistem de staționare	pe o parte
Mobilitate	
TrackDrive	•
Rază de acțiune în m	10
Lungimea cablului în m	6,5
Sistem de filtrare	
Filtru de evacuare	Filtru Hygiene AirClean
Volum sac de praf în l	1,0
Date tehnice	
Putere	890
Volum în dB	78,0
Lățimea în mm	400
Înălțimea în mm	280
Adâncime în mm	280
Greutate în kg	7,8
Accesorii furnizate	
Duză pentru tapițerii	•
Duză pentru spații înguste	•
Perie de praf	•
Perie pentru pardoseli	Parquet Twister SBB 300-3
Duză pentru pardoseală SBD 365-3	•
Perie pentru parchet Twister SBB 300-3	•
Instrument de curățare	Nu