

E 130

Utilisation

pour prise en charge optimale de 10 tablettes.



- Équipé de 11 supports, hauteur 170 mm, écartement d'env. 35 mm
- Utilisable dans le panier inférieur

Code EAN: 4002511129375 / Numéro de matériel: 02648950 / Ancien Numéro de matériel: 69513001D

Famille produit	
Thermodésinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Complément pour les plaques/plateaux	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Écart entre les supports en mm	35
Hauteur de support en mm	170
Domaine d'application	
Traitement des plaques/plateaux	•
Capacité	
Plaques/plateaux [nombre]	10
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	180
Cote extérieure, largeur nette en mm	180
Cote extérieure, profondeur nette en mm	445
Cote extérieure, hauteur brute en mm	210
Cote extérieure, largeur brute en mm	210
Cote extérieure, profondeur brute en mm	470
Poids net en kg	0,76
Poids brut en kg	0,90