


E 328

Réceptacle

pour la prise en charge optimale des instruments de forme verticale.



- L'application peut intégrer les instruments en position verticale

Code EAN: 4002511117051 / Numéro de matériel: 02795940 /
Ancien Numéro de matériel: 69732801D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
Catégorie de produit	
Autres accessoires	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	15
Cote extérieure, largeur nette en mm	34
Cote extérieure, profondeur nette en mm	145
Cote extérieure, hauteur brute en mm	12
Cote extérieure, largeur brute en mm	80
Cote extérieure, profondeur brute en mm	120
Poids net en kg	0,06
Poids brut en kg	0,07