

E 338

Utilisation

pour la prise en charge optimale de max. 8 demi-plateaux.



- Convient pour 8 demi-plateaux
- Équipé de 10 supports (8 compartiments), L 295, P 33 mm
- La taille maximale de plateau est égale à 290 x 30 mm
- Utilisable dans le panier inférieur et supérieur

Code EAN: 4002511116160 / Numéro de matériel: 03080600 / Ancien Numéro de matériel: 69533801D

Famille produit	
Thermodésinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Complément pour les plaques/plateaux	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	8
Capacité	
Plaques/plateaux [nombre]	8
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	110
Cote extérieure, largeur nette en mm	305
Cote extérieure, profondeur nette en mm	445
Cote extérieure, hauteur brute en mm	125
Cote extérieure, largeur brute en mm	310
Cote extérieure, profondeur brute en mm	500
Poids net en kg	0,62
Poids brut en kg	0,84