

E 363

Utilisation

pour logement optimal de divers instruments.



- Largeur de mailles de 1 mm
- Équipé d'un couvercle
- Utilisable dans le panier inférieur et supérieur

Code EAN: 4002511116283 / Numéro de matériel: 03149790 /
Ancien Numéro de matériel: 69536301D

Famille produit	
Thermodésinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Complément à mailles	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	55
Cote extérieure, largeur nette en mm	150
Cote extérieure, profondeur nette en mm	225
Cote extérieure, hauteur brute en mm	80
Cote extérieure, largeur brute en mm	165
Cote extérieure, profondeur brute en mm	250
Poids net en kg	0,62
Poids brut en kg	0,71